

MEM非必需氨基酸溶液 NEAA (100×)

产品编号	产品名称	规格
CL0013	MEM非必需氨基酸溶液 NEAA (100×)	100ml

一. 产品简介:

NEAA (Non-Essential Amino Acid) 100×溶液包含L-丙氨酸、甘氨酸、L-丝氨酸、L-脯氨酸、L-天冬氨酸、L-天冬酰胺和L-谷氨酸共7种非必需氨基酸。其配方源自标准MEM培养基，浓度为工作液的100倍。广泛用于需要补充营养的哺乳动物细胞培养体系，适用于多种贴壁和悬浮细胞。

本产品主要作用是优化细胞培养基的营养组成，以支持细胞最佳的增殖与代谢活性。

本产品经0.1μm过滤除菌，为100×浓缩储存液，常规使用终浓度为1×。

二. 使用方法

无菌条件下，将本产品按1: 100的体积比，直接加入基础培养基中，轻轻摇匀即可。

三. 保存条件

2-8°C保存，一年有效。

四. 注意事项

1. 开封使用时，必须确保操作环境无菌，避免溶液被污染。单次使用量较小时，建议无菌分装保存。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。