

## 50×TAE缓冲液

### 一. 产品简介:

本产品是常用的DNA电泳缓冲液，常用于琼脂糖凝胶电泳，较少用于PAGE胶电泳。本产品是50×浓缩液，使用时需用蒸馏水或去离子水稀释配制成1×后使用。

### 二. 订购信息

产品名称	货号	规格
50×TAE缓冲液	MB0005	500mL

### 三. 保存条件:

室温储存，有效期一年。

### 四. 使用说明:

1、量筒量取20mL 50×TAE缓冲液，倒入一洁净的1L容量瓶中，加入蒸馏水或去离子水混匀并定容到1L后即成为1×TAE缓冲液。

### 五. 注意事项:

- 1、本品仅供科研使用，不能用于临床治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。