

10×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

一. 产品简介:

本产品可以用于最常用的Tris-HCl缓冲系统的SDS-PAGE时的电泳缓冲液。本产品是10×浓缩液，使用时需用蒸馏水或去离子水稀释配制成1×后使用。

二. 订购信息

产品名称	货号	规格
10×Tris-甘氨酸电泳缓冲液	PW0010	500mL

三. 保存条件:

室温储存，有效期一年。

四. 使用说明:

1、量筒量取100mL 10×Tris-甘氨酸电泳缓冲液，倒入一洁净的1L容量瓶中，加入蒸馏水或去离子水混匀并定容到1L后即成为1×Tris-甘氨酸电泳缓冲液。

五. 注意事项:

- 1、本品仅供科研使用，不能用于临床治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。